

체외진단의료기기

1. 품목정보

허가(신고)번호	체외 수인 25-4185호		
품 목 명	염증표지자검사시약		
분류번호(등급)	K03020.01(2)		
모 델 명	NESCAUTO Cp Auto Control		
포장단위	용기 등의 기재사항 참조.		
제조번호	용기 등의 기재사항 참조.		
제조연월	용기 등의 기재사항 참조.		
수입원	상 호	아산제약(주)	
	주 소	서울특별시 동대문구 청계천로 485	
	전화번호	02-3290-5700	
	F a x	02-3290-5750	
제조원	상 호 (국가)	Alfresa Pharma Corporation(일본)	

2. 구성

번호	명칭	세부구성	규격
1	NESCAUTO Cp	Control L	4 x 3.0mL
	Auto Control	Control H	4 x 3.0mL

3. 작용원리

본 제품(NESCAUTO Cp Auto NS-Prime)은 금 콜로이드 비색법과 결합된 화학면역법 및 비탁법을 이용하여 사람 분변 중에 존재하는 칼프로텍틴의 농도를 측정하는 키트이다. 본 금 콜로이드 비색법 및 비탁법은 금 콜로이드-접합 마우스 항-사람 칼프로텍틴 단일클론 항체(colloidal gold-conjugated mouse anti-human calprotectin monoclonal antibody)와 사람 분변 중에 존재하는 칼프로텍틴의 항원-항체 반응으로 인한 응집으로 인한 광학적인 색깔 변화를 측정하여 칼프로텍틴 농도를 정량한다.

4. 사용목적

NESCAUTO Cp Auto Control은 분변 중 칼프로텍틴의 측정에서 정도관리용으로 사용되는 컨트롤이다.

5. 성능

번호	성능 항목	결 과
1	측정범위	40-1,200 $\mu\text{g/g}$
	최소검출 (LOD)	35 $\mu\text{g/g}$
	공관한계 (LOB)	30 $\mu\text{g/g}$
	정량한계 (LOQ)	40 $\mu\text{g/g}$
2	반복성	반복성, 검사간 정밀도, 일간 정밀도, 검사실내 정밀도는 CLSI EP05-A3 "Evaluation of Precision of Quantitative Measurement Procedures" (2014)에 따라 1명의 검사자가 2개의 시약로트를 이용하여 6개 분변검체(6개 농도)를 20일 동안 1일 2회씩 2반복 시험한 결과, 허용기준을 만족하였다. * 허용기준 : · CV_R (반복성 변동계수) $\leq 15\%$ · CV_{BR} (검사간 정밀도 변동계수) $\leq 15\%$ · CV_{BD} (일간 정밀도 변동계수) $\leq 15\%$ · CV_{WL} (검사실내 정밀도 변동계수) $\leq 15\%$
	검사간 정밀도	* 시험결과 : (시약 Lot: TA01)

일간 정밀도	정밀도			검체								
			QC1	QC2	QC3	QC4	QC5	QC6				
			농도 ($\mu\text{g/g}$)	101.3	248.6	355.8	504.3	626.6	763.0			
			%CV _R (반복성 변동계수)	1.7%	1.0%	1.1%	1.4%	1.4%	2.0%			
			%CV _{BR} (검사간 정밀도 변동계수)	1.1%	1.8%	1.7%	1.6%	2.5%	1.0%			
			%CV _{BD} (일간 정밀도 변동계수)	2.7%	2.0%	1.2%	0.4%	0.0%	0.9%			
			%CV _{WL} (검사실내 정밀도 변동계수)	3.4%	2.8%	2.3%	2.2%	2.9%	2.4%			
			(시약 Lot: TA03)									
			검사실내 정밀도	정밀도			검체					
						QC1	QC2	QC3	QC4	QC5	QC6	
농도 ($\mu\text{g/g}$)	97.4	240.5				347.5	494.7	618.2	759.3			
%CV _R (반복성 변동계수)	1.9%	1.0%				0.8%	0.9%	1.2%	1.6%			
%CV _{BR} (검사간 정밀도 변동계수)	1.3%	1.7%				1.9%	1.6%	1.7%	1.5%			
%CV _{BD} (일간 정밀도 변동계수)	2.3%	1.8%				1.8%	0.8%	0.7%	0.6%			
%CV _{WL} (검사실내 정밀도 변동계수)	3.3%	2.6%				2.7%	2.0%	2.2%	2.3%			
재현성	재현성		재현성은 CLSI EP05-A3(Evaluation of Precision of Quantitative Measurement Procedures, 3rd Edition)에 따라 2개 실험실, 3개 장비, 4명의 검사자가 6개 분변검체(6개 농도)와 2개 컨트롤물질을 5일 동안 1일 5회씩 5반복 시험한 결과, 허용기준을 만족하였다.									
			* 허용기준 : · CV _{REP} (재현성 변동계수) ≤15% * 시험결과 :									

체외진단의료기기

검체	평균	Reproducibility	
		SD	%CV
S1	112.0	2.6	2.3%
S2	243.4	8.4	3.4%
S3	336.0	13.3	4.0%
S4	407.5	11.9	2.9%
S5	496.3	13.7	2.8%
S6	928.9	47.0	5.1%
Control Low	161.2	2.6	1.6%
Control High	532.7	12.9	2.4%

3	분석적 특이도	각 해당하는 농도에서 다음 물질들은 90~110% 범위의 간섭을 나타낸다. · Erythrocytes (0.188 g/g) · Urine (0.5 g/g) · White blood cells (10 mg/g) · Hemoglobin (0.54 mg/g) · Adalimumab (0.32 mg/g) · Azathioprine (1 mg/g) · Mesalazine (40 mg/g) · Magnesium oxide (20 mg/g) · Ciprofloxacin hydrochloride hydrate (6 mg/g) · Vancomycin hydrochloride (30 mg/g) · Aspirin (3 mg/g) · Loxoprofen sodium hydrate (1.8 mg/g) · Mefenamic acid (15 mg/g) · Lactoferrin(0.48 mg/g)
		아래 분변 마커에 대한 교차반응성은 10% 미만임을 확인하였다. · Hemoglobin: 0.7% · lactoferrin: 0.6% · S100A12: 6.7~7.4%

4	상관성	103개의 분변 검체를 이용하여 NESCAUTO Cp Auto NS-Prime과 기허가된 제품과 비교하였다. Passing-Bablok 분석을 통하여 아래 결과를 도출하였다. · x: 기허가 제품 · y: NESCAUTO Cp Auto NS-Prime · r: 0.913 · $y=1.018x+28.971$
---	-----	---

5	정확도	할당된 값이 있는 품질 관리를 위한 컨트롤을 측정 한 결과, 할당된 값의 85~115% 범위 이내인 것을 확인하였다.
---	-----	---

6. 사용방법

6.1 검체 준비 및 저장방법

채변봉으로 분변검체의 표면을 긁어 검체를 채취한다. 자세한 사항은 Specimen Collection Container A의 사용 설명서를 참고한다. 채변

봉으로부터 검체가 용해되도록 검체용기를 충분히 흔들어 준다. 검체용기를 실온에 1시간 이상 그대로 놓아둔 후 검사 전에 다시 흔든다. 채취한 검체는 최대 7일 동안 25℃ 이하로 보관해야 한다. 25℃ 이하의 실온에서 온도 조절이 어려운 경우, 검체 측정이 가능할 때까지 검체를 2~8℃에서 냉장 보관한다.

Specimen Collection Container A에 보관된 검체의 안정성을 평가하였다. 농도가 다른 4개의 검체를 -40℃에서 32일, 4, 25, 37, 50℃에서 8일 동안 보관한 후, 칼프로텍틴의 잔여비율은 다음과 같다.

	-40℃, for 32 days	4℃, for 8 days	25℃, for 8 days	37℃, for 8 days	50℃, for 8 days
120 $\mu\text{g/g}$	109%	110%	99%	84%	81%
275 $\mu\text{g/g}$	100%	94%	97%	87%	78%
483 $\mu\text{g/g}$	104%	101%	93%	91%	79%
670 $\mu\text{g/g}$	103%	95%	99%	84%	81%

참고: 이 결과는 참고용으로만 제공된다. 칼프로텍틴의 안정성은 검체에 따라 다르다.

6.2 검사 전 준비과정

- 해당 장비의 준비과정
검사 전 준비는 NS-Prime(서울 체외 수신 14-2679 호) 장비 설명서를 참고한다.
- 체외진단시약(주반응 시약)
 - NESCAUTO Cp Auto NS-Prime Reagent 1
콜로이드 골드 보관 중에 침전될 수 있으므로, 사용직전에 충분히 섞어 준다. 거품이 생기지 않도록 조심스럽게 위아래로 섞어준다. 만약 거품이 생기게 되면, 장비센서가 잘못된 용량으로 읽어 시약이 폐기될 수 있다. 장비에 장착하기 전에 거품은 반드시 제거한다.
 - NESCAUTO Cp Auto NS-Prime Reagent 2
콜로이드 골드 보관 중에 침전될 수 있으므로, 사용직전에 충분히 섞어 준다. 거품이 생기지 않도록 조심스럽게 위아래로 섞어준다. 만약 거품이 생기게 되면, 장비센서가 잘못된 용량으로 읽어 시약이 폐기될 수 있다. 장비에 장착하기 전에 거품은 반드시 제거한다.
- 부분품
 - NESCAUTO Cp Auto Calibrator
사용직전에 천천히 뒤집어서 Calibrator를 섞어 준다. 최소 1mL의 Calibrator Diluent를 샘플 컵에 분배한다. 제품은 개봉한 당일에 사용해야 한다.
 - NESCAUTO Cp Auto Control
사용직전에 천천히 뒤집어서 Control을 섞어 준다.
 - FIT NS-Prime Specimen Diluent
그대로 사용한다.
 - Specimen Collection Container A
그대로 사용한다.

6.3 검사과정

NS-Prime(서울 체외 수신 14-2679 호) 장비 설명서를 참고한다.

- Specimen collection container A로 수집한 액상의 검체 : 10 μL
- Reagent 1 : 140 μL

체외진단의료기기

· Reagent 2 : 50 μ l

상기 세 용액을 37℃에서 잘 혼합한다. 흡광도 변화량을 계산하기 위한 계산식은 다음과 같다.

$$(Am1-As1)-(Am2-As2)$$

Am1: 측정 포인트1에서의 주파장 흡광도

As1: 측정 포인트1에서의 부파장 흡광도

Am2: 측정 포인트2에서의 주파장 흡광도

As2: 측정 포인트2에서의 부파장 흡광도

주파장: 540 nm

부파장: 660 nm

측정 포인트1: 0.0 minute

측정 포인트2: 6.8 minute

측정 결과가 검량선의 상한을 초과하는 경우 검체는 자동으로 FIT NS-Prime Specimen Diluent로 희석되어 재검사된다(10배 또는 100배).

6.4 결과판정

결과 값은 장비에 의해 계산된다.

정상인 참고치: 칼프로텍틴 농도 50 μ g/g 미만

칼프로텍틴 농도가 50 μ g/g 미만일 경우 음성으로 판정하며, 각 검사실에서 자체 기준 농도 범위를 설정하는 것을 권장한다.

6.5 정도관리

정도관리물질로는 별도판매 구성품인 NESCAUTO Cp Auto Control의 사용을 권장한다. 정도관리물질에 대해 얻은 값은 허용 범위를 반복적으로 벗어나서는 안 된다. 이러한 컨트롤 값이 설정된 컨트롤 범위(Control range)를 반복적으로 벗어나는 경우, 장비 성능을 확인하거나 검량곡선(calibration curve)을 다시 설정한다.

7. 사용 시 주의사항

- 1) 체외진단용으로만 사용한다.
- 2) 숙련된 검사자만 사용하여야 하며, 우수임상실험실관리기준에 부합하여야 한다.
- 3) 입으로 피펫하지 않는다.
- 4) 일부 구성시약은 0.1%미만의 Sodium Azide를 함유하고 있다. 실수로 섭취하거나 눈 또는 피부에 노출된 경우, 다량의 물로 씻어내는 등의 응급처치를 실시하여야 한다. 필요한 경우에는 병원을 방문한다.
- 5) 환자의 검체나 키트의 구성시약을 다루는 장소에서는 흡연, 음식물 섭취, 화장을 하지 않는다.
- 6) 적절한 방수복을 착용하여 베임, 찰과상 또는 피부 손상을 예방한다.
- 7) 자가 접종(self inoculation), 시약이 점막에 튀는 것과 에어로졸의 발생에 주의한다.
- 8) 환자의 검체를 다루거나 고체 또는 액체 폐기물을 처리할 때는 실험용 장갑을 착용한다.
- 9) 폐기물 처리 시 주의사항
 - (1) NESCAUTO Cp Auto NS-Prime Reagent2는 0.20g/L의 Cu(II)-EDTA2Na(27mg/L의 구리와 동일)을 함유한다. 폐기 시 적절한 규정을 준수한다.
 - (2) 일부 구성시약은 0.1% 미만의 Sodium Azide를 함유한다. Sodium Azide는 구리나 납과 반응하여 폭발성 금속성 아지드를 형성한다. 폐기 시 적절한 규정을 준수한다. 만약 싱크대에 버릴 경우에는 다량의 물로 씻어낸다.
 - (3) 시약 또는 다른 도구를 폐기할 때는 관련 규정을 준수한다.
- 10) 일부 구성시약은 감염성이 없는 Bovine Serum Albumin을 함유한다. 하지만, 잠재적인 감염원으로 인지하여 감염에

주의한다.

- 11) 모든 사람 검체는 잠재적인 감염원으로 인지하여 취급한다. 검체나 모든 잠재적 오염 물질의 오염제거 및 폐기를 할 때는 전염성 물질로 취급해야 한다.
- 12) NESCAUTO Cp Auto Calibrator와 Control에 포함된 사람 유래 물질은 HBV 항원, HCV 항체, HIV 항체, HIV RNA, HCV RNA 및 매독에 대해 음성이지만, 이 물질들은 잠재적인 감염원으로 다루어야 한다. 사람 유래 물질로 제조된 제품이 감염원을 전염시키지 않는다는 것을 완벽하게 보장할 수 있는 알려진 시험방법은 없다.
- 13) 시약 용기를 다른 목적으로 사용하지 않는다.
- 14) NESCAUTO Cp Auto NS-Prime Reagent1과 Reagent2는 항상 함께 사용한다. 다른 시약과 짝지어 사용하지 않는다.
- 15) 각 시약용기에 붙은 바코드를 더럽히거나 손상시키지 않는다.
- 16) 남은 시약을 채우거나 섞어서 사용하지 않는다.
- 17) 로트가 다른 시약을 섞어서 쓰지 않는다.
- 18) 제조자로부터 공급된 시약, 일회용품 또는 예비부품이외의 사용은 잘못된 결과를 낼 수 있다.
- 19) 시약 용기를 재활용하지 않는다.
- 20) 검사 시에 유리 제품을 사용하지 않는다. 칼프로텍틴이 유리에 흡착되어 잘못된 결과를 낼 수 있다.

8. 저장방법 및 사용기한

용기 등의 기재사항 참조.