NOVACLONE™ Anti−B Murine Monoclonal

사용설명서

<개정 2023.08.16>

체외진단의료기기

1. 품목정보

| 허가(신고)번호 | | 체외 수허 14-3021호 | | |
|----------|------|-------------------------------------|--|--|
| 품 목 명 | | ABO.RhD혈액형면역검사시약 | | |
| 분류번호(등급) | | L02010.01(4) | | |
| 모 델 명 | | NOVACLONE™ Anti-B Murine Monoclonal | | |
| 포장단위 | | 용기 등의 기재사항 참조. | | |
| 제조번호 | | 용기 등의 기재사항 참조. | | |
| 제조연월 | | 용기 등의 기재사항 참조. | | |
| | 상 호 | 아산제약(주) | | |
| 수입위 | 주 소 | 서울특별시 동대문구 청계천로 485 | | |
| 구입원 | 전화번호 | 02-3290-5700 | | |
| | Fax | 02-3290-5750 | | |
| 제조원 | 상 호 | Dominion Biologicals Limited(캐나다) | | |
| | (국가) | | | |

2. 구성

2.1 체외진단의료기기

| 1 | 번호 | 명칭 | 세부구성 |
|---|----|-------------------------------------|------|
| | 1 | NOVACLONE™ Anti-B Murine Monoclonal | 단일 |

2.2 별도판매구성품

해당 없음.

3. 작용원리

본 제품의 검사원리는 입자응집법(particle-agglutination assay)에 기초를 두었으며, 다음과 같은 반응으로 이루어진다. 사람의 적혈구와 Anti-B 쥐 단일클론 시약을 함께 배양하여 적혈구에 있는 B항원을 입자응집법으로 정성하여 B항원의 존재 유무를 판별한다.

4. 사용목적

사람 적혈구의 B 항원 검출을 위한 검사용 시약

5. 성능

| 번호 | 성능항목 | 결과 | |
|----|------|------------------------|---|
| | 반응성 | Tube test | 각각 최소 5개의 양성 항원 및 음성 항원을 선택하여 2-5% 부유액으로 실험하였다. 결과 : 표준 시약과 비교하여 같거나 높다. |
| 1 | | TP-12 test plate | 각각 최소 5개의 양성 항원 및 음성 항원을 선택하여 35-45% 부유액으로 실험하였다. 결과 : 표준 시약과 비교하여 같거나 높다. |
| | | Micropl ate test | 각각 최소 5개의 양성 항원 및 음성 항원을 선택하여 2-4% 부유액으로 실험하였다. 결과: 표준 시약과 비교하여 같거나 높다. |
| 2 | 투이도 | Tube test | 2-5% 부유액으로 양성 샘플을 테 스트 한 결과 모두 양성이 나왔다. |

| | | | 2-5% 부유액으로 음성 샘플을 테 | |
|---|-------|------------------------|----------------------|--|
| | | | 스트 한 결과 모두 음성이 나왔다. | |
| | | TP-12 | 35-45% 부유액으로 양성 샘플을 | |
| | | | 테스트 한 결과 모두 양성이 나왔다. | |
| | | | 35-45% 부유액으로 음성 샘플을 | |
| | plate | 테스트 한 결과 모두 음성이 나왔다. | | |
| | | 3.5 | 2-4% 부유액으로 양성 샘플을 테 | |
| | | Micropl ate test | 스트 한 결과 모두 양성이 나왔다. | |
| | | | 2-4% 부유액으로 음성 샘플을 테 | |
| | | | 스트 한 결과 모두 음성이 나왔다. | |
| | 역가 | B 적혈구에 대한 테스트에서 최소 역가가 | | |
| 3 | | 128이상이 나와야 한다. | | |
| | | 결과 : 12 | 8이상 | |

6. 사용방법

6.1 표본 수집

표본 수집 전 환자/기증자에게 요구되는 특별한 준비사항은 없습니다. 혈액 샘플은 공인된 의료 절차에 의해 수집되어야 합니다. 혈액 샘플들은 항응고제 없이도 수질 할 수 있으며 가능한 빨리 테스트 되어야 합니다. 응고된 샘플 또는 항응고 처리된 EDTA 샘플로부터 적혈구들은 수집 후 최대 14일까지 테스트 할 수 있습니다. ACD, CPD 및 CPDA-1에 항응고 처리된 샘플들은 유효 기간까지 테스트 할 수 있습니다. 모든 적혈구 샘플들은 1-10도씨에 적절하게 보관해야 합니다. 적혈구 보존액은 적혈구의 장기간 저장을 위해 사용될 수 있습니다. 테스트 전 적혈구의 장기간 보관은 적혈구 항원의 저하와 예상 시험 반응보다 약한 결과를 가져올 수 있습니다.

6.2 시험 방법

6.2.1 슬라이드 시험 방법

가열된 표면에 슬라이드/판을 올려놓지 마십시오.

- 1) 시험 적혈구 35-45% 현탁액을 준비합니다. 세포 현탁액은 식염수 또는 자가 혈칭 또는 혈장(전혈)로 준비될 수 있습니다.
- 2) 라벨이 부착된 유리 슬라이드에 적절한 NOVACLONE™ Anti-A, Anti-B or Anti-A,B 혈액형 시약을 한 방울(~40-50uL)을 떨어뜨리십시오.
- 3) 전송 피펫을 이용하여, 준비된 35-45% 적혈구 현탁액을 한 두방 용 떠어따리십시오
- 4) 깨끗하고, 별도의 주걱 스틱을 이용하여 각각의 적혈구 현탁액을 철저히 섞으십시오.
- 5) 슬라이드 또는 플레이트를 최대 2분까지
- 6) 천천히 앞뒤로 기울이고, 거시적인 혈구 응집을 검사하십시오. 응집 은 몇 초 내로 시작할 수 있지만, 관찰은 2분 이상 지속되어서는 안 됩니다.
- 7) 2분이 지나서도 응집이 없다면 음성으로 해석할 수 있습니다. 케어는 반응 영역 건조 및 fibrin strands에 의하여 응집이 되지 않도록 주의하여야 합니다.

6.2.2 튜브 시험 방법

- 1) 등장 식염수에 2-4% 시험 적혈구 현탁액을 준비하십시오.(혈액형 시험에 대한 세척된 적혈구 부유액의 일반적인 사용은 비정상적인 반응의 발생 위험을 줄이기 위해 권장됩니다.)
- 2) 적절하게 라벨이 부착된 시험 튜브에 NOVACLONE™ Anti-A, Anti-B or Anti-A,B 혈액형 시약을 한 방울(~40-50uL) 추가 하십시오.
- 3) 전송 피펫을 이용하여, 준비된 2-4% 적혈구 부유액을 튜브에 한 방울 떨어뜨리십시오.
- 4) 시험 튜브의 내용을 철저히 섞으십시오.

NOVACLONE™ Anti-B Murine Monoclonal

사용설명서 <개정 2023 08 16>

체외진단의료기기

- 5) 실험실 온도(~18-25°C)에서 60분(침강 법) 동안양하거나 원심 부리 하십시오:
 - a. 900-1000 rcf에서 15초
 - b. 또는 동등한 힘으로 원심분리

참고: 인가된 원심력은 상청액 및 적혈구 버튼이 쉽게 재부유 될 수 있도록 요구되는 최소한의 힘입니다. 모든 타입의 원심분리기 또는 테스트 적용에 하나의 속도 또는 시간이 권장될 수 없습니다. 원심 분리기는 원하는 결과를 달성하기 위해 필요한 최적 시간 및 속도를 결정하기 위해 개별적으로 보정되어야 합니다.

- 6) 조심스럽게 적혈구 버튼을 재부유 시키고 응집에 대하여 거시적 으로 검사합니다. **현미경으로 검사하지 마십시오.**
- 7) 등급을 매기고 결과를 기록하십시오.

6.2.3 마이크로 플레이트 방법

다음은 이 시약을 이용하여 마이크로 플레이트 시험에 대한 권장되는 매뉴얼 방법이다. 만약 사용자에 의해 적절히 입증 가능하다면 대체 방법이 전한 한 수 있습니다

참고; 다른 공급업체의 마이크로 플레이트는 적혈구와 단백질의 비특이적 반응이 발생할 수 있는 정적 특성의 변화를 보여줍니다. 이것은 적혈구 유착을 최소화 하기 위해 미사용 마이크로 플레이트를 전처리 하는데 권장됩니다

6.2.3.1 미사용 마이크로 플레이트 정처리

- 1. 각각의 마이크로 플레이트 웰에 20-30% Bovine Serum Albumin (BSA)을 한 방울 (40-50 nL)을 추가합니다.
- 2. 웰들을 균일하게 코팅하기 위해 부드러운 교반 또는 마이크로 쉐이커를 사용하여 석습니다
- 3. 실험실 온도(~18-25C))에서 10-15분간 마이크로 플레이트를 유지하십시오.
- 4. 마이크로 플레이트를 수동으로 톡톡 두르려서 웰의 내용을 철저히 섞습니다 †
- 5. ~400g(350-450g)을 20-30초동안 원심 분리 하십시오.‡
- 6. 다음 제시된 방법의 하나를 이용하여 결과를 읽고 기록하십시오.

6.2.3.2 부유 / 교반 방법

- 1) 마이크로 플레이트 측면을 수동으로 톡톡 두드리거나, 쉐이커를 이 용하여 웰의 적혈구 버튼을 재부유 시키십시오.¶
- 2) 마이크로 플레이트 바닥을 관찰하고 응집 여부를 확인하십시오

6.2.3.2 "틸트 및 스트림" 방법

- 1) 약 70° 각도로 마이크로 플레이트를 기울입니다.
- 2) 셀 버튼을 분산시키기 위해 ~2-4분간 둡니다.
- 3) 마이크로 플레이트의 바닥을 보면서 각 웰의 분산 패턴을 관찰합니다.

3. 시험 결과 해석

3.1 슬라이드, 튜브 및 마이크로 플레이트 테스트:

양성: 테스트 절차의 허용 한계 내에서 NOVACLONE™ Anti-A or Anti-B 혈액형 시약과 테스트 적혈구의 응집은 대응하는 항원의 존재를 나타냅니다. 유사하게, NOVACLONE™ Anti-A,B와 테스트 셀의 응집은 A and/or B 항원의 존재를 나타냅니다.

음성: 테스트 절차의 허용 한계 내에서 NOVACLONE™ Anti-A or Anti-B 혈액형 시약과 테스트 적혈구의 미응집은 대응하는 항원의 부재를 나타냅니다. 유사하게, NOVACLONE™ Anti-A,B와 테스트 셀의 응집은 A and/or B 항원의 부재를 나타냅니다.

3.2 마이크로 플레이트 "틸트 및 스트림" 방법:

음성 결과는 마이크로 웰의 측면 아래 세포의 원활한

"스트리밍"으로 나타냅니다. 양성 결과는 마이크로 플레이트 웰의 바닥에 남아있는 셀의 손상 버튼에 존재로 나타냅니다. 또한, 이 버튼은 이탈되며 큰 덩어리에 빠질 수 있습니다. 때때로, 양성 반응은 웰의 바닥에 세포의 고체 단충으로 나타날 수 있다 - 이러한 반응은 일반적으로 재부유 또는 교반 다음 첫상 응집으로 나타납니다.

7. 사용 시 주의사항

- 1. 해당 제품은 전문적인 체외진단 목적으로만 사용한다.
- 2. 신생아 제대혈 및 A형 또는 B형의 아형을 갖고 있는 사람의 적혈 구, 장기보관과 부적절한 저장조건, 혈구 및 혈청학적 시험간 불일치로 발생할 수 있는 혈청학적 문제 등에 의한 위음성 및 미약반응이임어날 수 있다.
- 3. 부적절한 검사방법, 부적당한 원심분리 및 배양, 세척으로 인한 유리 제품 및 오염물질 등이 위양성 및 위음성의 결과를 야기 할 수 있다.
- 4. 연전현상(rouleaux) 또는 자가항체로 인한 세포 및 생리식염수로 부유한 적혈구 등에 의하여 위양성의 결과를 야기할 수 있다.
- 5. 효소로 취급된 적혈구세포를 가진 시험에 사용되어서는 안 된다.
- 6. 아지드 나트륨은 유해하므로 섭취하지 않도록 주의하여야 한다. 아 지드 나트륨은 구리, 납과 반응하여 폭발성 금속 아지드를 형성할 수 있으므로 폐기 시 아지드의 축적을 방지하기 위해서 다량의 물과 함 께 버린다
- 7. 해당 제품에는 천연고무 라텍스 성분이 포함되어 있어 일부 개인에 게 알레르기 반응을 일으킬 수 있다
- 8. 모든 혈액형 판정시약은 잠재적인 감염성이 있는 것처럼 다루어야 하고, 섭취하지 않는다. 쥐 바이러스가 없는 것은 확인되지 않았다.
- 9. 탁도가 나타난 경우, 이는 세균오염이나 시약의 품질저하를 나타낸다.
- 10. 오염된 시약이나 라벨이 부착되지 않은 바이알은 사용하지 않는다.
- 11. 제품음 동결시키지 않는다.
- 12. 유효기간이 지난 제품은 사용하지 않는다.
- 13. 제품을 사용하지 않을 때 1~10℃에 보관한다.
- 14. 제품을 섭취하지 않는다.
- 15. 시약을 사용하기 전에 적정 온도에 놓는다.(18~25℃)
- 16. 해당 제품은 생물학적 유해 물질로 여겨져야 하며, 폐기 시 적용 가능한 생물학적 유해 물질 폐기 요구사항을 준수해야 한다.

8. 저장방법 및 사용기한

용기 등의 기재사항 참조.