

소모품(공산품)

**1. 품목정보**

모 델 명	Wash Solution A	
포장단위	용기 등의 기재사항 참조.	
제조번호	용기 등의 기재사항 참조.	
제조연월	용기 등의 기재사항 참조.	
수입원	상 호	아산제약(주)
	주 소	서울특별시 동대문구 청계천로 485
	전화번호	02-3290-5700
	F a x	02-3290-5750
제조원	상 호	Alfresa Pharma Corporation(일본)
	(국가)	

**2. 구성**

번호	명칭	세부구성
1	Wash Solution A	500 ml x 2 bottles

**3. 사용목적**

본 제품은 I-FOBT Hemoglobin NS-Plus, FIT Hemoglobin NS-Prime, FIT Transferrin NS-Prime 키트 전용장비인 분변분석장치의 세척용액이다.

**4. 보관방법**

본 제품은 1~30℃에 보관한다.

**5. 준비과정**

사용 전 정제수를 이용해 10배 희석한다.

**6. 사용방법**

해당 장비의 사용자매뉴얼에 따라 사용한다.

**7. 사용 시 주의사항**

- 1) 입으로 피펫하지 않는다.
- 2) 키트의 구성시약을 다루는 장소에서는 흡연, 음식물 섭취, 화장을 하지 않는다.
- 3) 적절한 방수복을 착용하여 배임, 찰과상 또는 피부 손상을 예방한다.
- 3) 자가 접종(self inoculation), 시약이 점막에 튀는 것과 에어로졸의 발생에 주의한다.
- 4) 고체 또는 액체 폐기물을 처리할 때는 실험용 장갑을 착용한다.
- 5) 본 제품에 흐리거나, 응집 또는 침전물이 있는 경우 이는 성능 저하를 나타내는 것이므로 판매자에게 연락을 취한다.
- 6) 인증된 판매자가 공급하지 않은 시약, 1회용품, 예비부품을 사용할 경우 올바르지 못한 결과를 초래할 수 있다.